

# HSA-Umrechnungstabelle

Brillenwert: MINUS				Brillenwert: PLUS			
Brille	12 mm	14 mm	16 mm	Brille	12 mm	14 mm	16 mm
4,00	3,82	3,79	3,76	4,00	4,20	4,24	4,27
4,25	4,04	4,01	3,98	4,25	4,48	4,52	4,56
4,50	4,27	4,23	4,20	4,50	4,76	4,80	4,85
4,75	4,49	4,45	4,41	4,75	5,04	5,09	5,14
5,00	4,72	4,67	4,63	5,00	5,32	5,38	5,43
5,25	4,94	4,89	4,84	5,25	5,60	5,67	5,73
5,50	5,16	5,11	5,06	5,50	5,89	5,96	6,03
5,75	5,38	5,32	5,27	5,75	6,18	6,25	6,33
6,00	5,60	5,54	5,47	6,00	6,47	6,55	6,64
6,25	5,81	5,75	5,68	6,25	6,76	6,85	6,94
6,50	6,03	5,96	5,89	6,50	7,05	7,15	7,25
6,75	6,24	6,17	6,09	6,75	7,34	7,45	7,57
7,00	6,46	6,38	6,29	7,00	7,64	7,76	7,88
7,25	6,67	6,58	6,50	7,25	7,94	8,07	8,20
7,50	6,88	6,79	6,70	7,50	8,24	8,38	8,52
7,75	7,09	6,99	6,90	7,75	8,54	8,69	8,85
8,00	7,30	7,19	7,09	8,00	8,85	9,01	9,17
8,25	7,51	7,40	7,29	8,25	9,16	9,33	9,50
8,50	7,71	7,60	7,48	8,50	9,47	9,65	9,84
8,75	7,92	7,80	7,68	8,75	9,78	9,97	10,17
9,00	8,12	7,99	7,87	9,00	10,09	10,30	10,51
9,25	8,33	8,19	8,06	9,25	10,40	10,63	10,86
9,50	8,53	8,38	8,25	9,50	10,72	10,96	11,20
9,75	8,73	8,58	8,43	9,75	11,04	11,29	11,55
10,00	8,93	8,77	8,62	10,00	11,36	11,63	11,90
10,50	9,33	9,15	8,99	10,50	12,01	12,31	12,62
11,00	9,72	9,53	9,35	11,00	12,67	13,00	13,35
11,50	10,11	9,91	9,71	11,50	13,34	13,71	14,09
12,00	10,49	10,27	10,07	12,00	14,02	14,42	14,85
12,50	10,87	10,64	10,42	12,50	14,71	15,15	15,63
13,00	11,25	11,00	10,76	13,00	15,40	15,89	16,41
13,50	11,62	11,35	11,10	13,50	16,11	16,65	17,22
14,00	11,99	11,71	11,44	14,00	16,83	17,41	18,04
14,50	12,35	12,05	11,77	14,50	17,56	18,19	18,88
15,00	12,71	12,40	12,10	15,00	18,29	18,99	19,74
15,50	13,07	12,74	12,42	15,50	19,04	19,80	20,61
16,00	13,42	13,07	12,74	16,00	19,80	20,62	21,51
16,50	13,77	13,40	13,05	16,50	20,57	21,46	22,42
17,00	14,12	13,73	13,36	17,00	21,36	22,31	23,35
17,50	14,46	14,06	13,67	17,50	22,15	23,18	24,31
18,00	14,80	14,38	13,98	18,00	22,96	24,06	25,28
18,50	15,14	14,69	14,27	18,50	23,78	24,98	26,28
19,00	15,47	15,01	14,57	19,00	24,61	25,89	27,30
19,50	15,80	15,32	14,86	19,50	25,46	26,82	28,34
20,00	16,13	15,62	15,15	20,00	26,32	27,78	29,41



CooperVision®